

Instructions

NL EN FR

Create account & activate kit



Saliva collection



Send back



Open here
to start



Start



Activering van de DNA-speekselkit

Activation of the DNA saliva kit by registering the barcode
Activation du kit ADN salive par enregistrement du code barre

1

Vervolledig uw gezondheidsprofiel. Mocht u problemen ondervinden bij het activeren van de kit, neem dan alstublieft contact met ons op.


- EN Complete your health profile. If you have any problems activating the kit, please contact us.
- FR Complétez votre profil santé. Si vous rencontrez des problèmes pour activer le kit, veuillez nous contacter.



Speekselafname

Saliva collection
Collecte de Salive

2



Dit heb je nodig: Trechter (A), speekselbuis (B), safetybag (C).

Voorzorgsmaatregelen afname:

- De set voor het verzamelen van monsters is bedoeld voor eenmalig gebruik.
- Gebruik de kit niet als de verpakking beschadigd is of als de houdbaarheidsdatum is overschreden. De houdbaarheidsdatum vindt u op de buis.
- Open de test kit pas vlak voor gebruik.
- Wacht na het eten, drinken, roken of het kauwen van kauwgom 30 minuten voordat u speeksel afneemt.

Bij de meeste mensen duurt het 2 tot 5 minuten voordat zij een speekselmonster kunnen nemen overeenkomstig stap 5-10.

- EN This is what you need: Funnel (A), saliva tube (B), safety bag (C).
Precautions for purchase:

- The sample collection kit is intended for single use.
- Do not use the kit if the packaging is damaged or if the expiration date has been exceeded. The expiration date can be found on the tube.
- Only open the test kit just before use.
- Wait 30 minutes after eating, drinking, smoking or chewing gum before collecting saliva.

Most people will take 2 to 5 minutes to obtain a saliva sample according to steps 5-10.

- FR Voici ce dont vous avez besoin : Entonnoir (A), tube à salive (B), sac de sécurité (C).

Précautions d'achat :

- Le kit de prélèvement d'échantillons est destiné à un usage unique.
- N'utilisez pas le kit si l'emballage est endommagé ou si la date de péremption est dépassée.
- La date de péremption se trouve sur le tube. N'ouvrez le kit de test que juste avant utilisation.
- Attendez 30 minutes après avoir mangé, bu, fumé ou mâché du chewing-gum avant de prélever de la salive.

La plupart des gens mettront 2 à 5 minutes pour obtenir un échantillon de salive selon les étapes 5 à 10.

3

Haal de reageerbuis en trechter uit de retourbox.

- EN Remove the test tube and funnel from the return box.


- FR Retirez le tube à essai et l'entonnoir de la boîte de retour.

4

Spuw in de trechter tot de hoeveelheid vloeibaar speeksel (zonder bellen) de vulstreep bereikt, zoals getoond op afbeelding 1.


- EN Spit into the funnel until the amount of liquid saliva (without bubbles) reaches the fill line as shown in Figure 1.

- FR Crachez dans l'entonnoir jusqu'à ce que la quantité de salive liquide (sans bulles) atteigne la ligne de remplissage, comme indiqué sur la figure 1.



5

Houd het buisje rechtop met één hand. Sluit het trechterdeksel met uw andere hand (zoals afgebeeld) door stevig op het deksel te drukken tot u een luide klik hoort. De vloeistof in het deksel komt vrij in het buisje, waarna het gemengd wordt met het speeksel. Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.



- EN Hold the tube upright with one hand. Close the funnel lid with your other hand (as shown) by pressing the lid firmly until you hear a loud click. The liquid in the lid is released into the tube, after which it is mixed with the saliva. Make sure the lid is closed properly.

- FR Tenez le tube à la verticale avec une main. Fermez le couvercle de l'entonnoir avec votre autre main (comme illustré) en appuyant fermement sur le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic fort. Le liquide contenu dans le couvercle est libéré dans le tube, après quoi il est mélangé à la salive. Assurez-vous que le couvercle est correctement fermé.

6

Houd het buisje rechtop. Schroef de trechter los van het buisje.

- EN Hold the tube upright. Unscrew the funnel from the tube.

- FR Tenez le tube à la verticale. Dévissez l'entonnoir du tube.




7

Sluit het buisje stevig met het dopje.

- EN Close the tube tightly with the cap.

- FR Fermez hermétiquement le tube avec le bouchon.




8

Schud het buisje met het dopje erop gedurende 5 seconden. De trechter kan u weggooien of recyclen.

- EN Shake the tube with the cap on for 5 seconds. You can throw away or recycle the funnel.


- FR Agiter le tube avec le capuchon pendant 5 secondes. Vous pouvez jeter ou recycler l'entonnoir.



Verpakking en Verzending

Packaging and Shipping
Emballage et Expédition

9




Stop het afgenomen monsters in de safety bag. Zit alles erin? Trek dan de witte plakrand los en sluit de zak.

- EN Place the collected samples in the safety bag. After you've made sure everything is in there, pull off the white adhesive edge and close the bag.

- FR Placez l'échantillon collecté dans le sac de sécurité. Après vous être assuré que tout est dedans, retirez le bord adhésif blanc et fermez le sac.

10



Stop de safetybag in de retourbox.

- EN Put the safety bag in the return box.

- FR Mettez le sac de sécurité dans la boîte de retour.



mozand